



### Pipette Controller Blue ACCPH01-B

- Lehká konstrukce pro snadné použití i při delším používání
- Ekologické dobíjecí baterie NiMH, až 8 hodin nepřetržitého provozu
- Inteligentní nabíječka, kterou lze používat samostatně, s montáží na stěnu a stolním stojanem
- Autoklárovatelná špička pro zamezení křížové kontaminace

**Akční cena: 3 200,- Kč**

### MicroPette Plus DLA7030301004



- Jednokanalová pipeta, 0,5 - 10 µl
- Plně autoklárovatelná
- Ergonomický design
- Snadno čitelný displej, kalibrace a údržba
- Dle ISO8655

Běžná cena: 2 340,- Kč

**Akční cena: 650,- Kč**



### Minicentrifuga BENC1005-E

Minicentrifuga pro rychlé stáčení zkumavek o objemu 5 ml. Funkce start/stop při otevření a zavření víka. Možnost výběru adaptérů na zkumavky jiných objemů. Včetně rotoru na 4 x 5 ml a 4 x 1.5/2 ml zkumavky.

Běžná cena: 5 277,- Kč

**Akční cena: 1 900,- Kč**

ROZBALENO



### Vortex BENBV1000-E

Nastavitelná rychlost: 200 - 3 200 rpm, Orbit 3 mm. Rozměry: 130 x 160 x 170 mm. Hmotnost: 3.8 kg.

Běžná cena: 8 398,- Kč

**Akční cena: 1 900,- Kč**

ROZBALENO



### Mikrocentrifuga MC-12 BENC1612-1067

Kompaktní mikrocentrifuga schopna dosáhnout odstředivých rychlostí 16 000 g vyžadovaných například v oblasti molekulární biologie.

Běžná cena: 14 900,- Kč

**Akční cena: 2 900,- Kč**

ROZBALENO

#### Suchá lázeň pro dva bloky BENBSH5002-E BENBSW15 - dva bloky skladem



- Suchá lázeň pro dva bloky
- Rozsah teplot +5 °C nad okolní teplotu až 105 °C
- Časovač 1 min - 99h 59min/ kontinuální běh

**Benchmark**  
Scientific

Běžná cena: 21 008,- Kč  
Akční cena: 8 900,- Kč  
cena jednoho bloku: 2 000,- Kč

#### Ruční ergonomické kleště MAC735220

- Ruční ergonomické kleště pro hliníková krimpovací víčka 20 mm



**MN** MACHEREY-NAGEL  
[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Běžná cena: 6 284,- Kč  
Akční cena: 3 900,- Kč

#### Centrifugační z **VYPRODÁNO** BENC1005-T5

5ml, průhledné, pk/200


Běžná cena: 950,- Kč  
Akční cena: 600,- Kč

**Benchmark**  
Scientific



#### Stojanek SIOR-282

- z nerez oceli
- čtvercové otvory 33 mm
- silná základna z tkané síťoviny
- rozměry 138 x 138 x 92 mm
- počet otvorů: 16
- odolnost do 121 °C



Běžná cena: 1 214,- Kč  
Akční cena: 960,- Kč

#### MyTemp™ Incubator BENH2200-H-E

- Nastavení teploty +5 °C nad okolní teplotu až 60 °C
- Objem 20 L
- Rozměry 33.5 x 37 x 47.5 cm



Běžná cena: 18 330,- Kč  
Akční cena: 8 900,- Kč