

## Sterilizátor horkovzdušný STERICELL® 55 ECO, BMT

- horkovzdušný sterilizátor - splňuje kritéria zdravotnického prostředí
- objem komory 55 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C
- vyznačuje se tichým chodem s jemným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
- vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené sterilizační programy
- vhodná pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických pracovištích s možností využití i jako sušárny
- provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy logic, ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LED displeji
- široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
- výstup pro připojení tiskárny nebo PC
- možnost validace (IQ , OQ)



### Vnitřní prostor nerez DIN 1.4301

objem 55 l  
hloubka 390 mm  
šířka 400 mm  
výška 350 mm

### Síta

standardní vybavení 2 ks  
úložná plocha (š × h) 380 × 335 mm  
vedení pro síta 4 max. počet  
vzdálenost vedení 70 mm

### Maximální přípustné zatížení sít \*)

nosnost celkem 50 kg/skříň  
nosnost síta 20 kg/síto

\*) Síta mohou být zaplněna do cca 50 % plochy, a to pokud možno tak, aby bylo umožněno rovnoměrné proudění uvnitř komory. Pozn.: Všechny technické údaje se vztahují na prázdnou komoru 22 °C okolní teploty a ±10 % kolísání napětí (není-li uvedeno jinak) rychlost ventilátoru 100 %.

**Vnější rozměry (vč. dveří a madla)**

hloubka	640 mm
průměr větracího hrdla vnější / vnitřní	52/49 mm
šířka	620 mm
výška, s nohama (N), a kolečky (K)	680 (N) mm

**Obal - rozměry (třívrstvý karton)**

hloubka	730 mm
šířka	700 mm
výška (vč. palety)	880 mm

**Hmotnost**

brutto	66 kg
netto	55 kg

**Pracovní teplota (začátek regulace)**

od 10°C nad okolní teplotu do: 250 °C

**Tepelné ztráty při 250 °C**

590 W

**Počet výměn vzduchu při 250 °C**

45 cca/h

**Elektrické parametry - síť 50/60 Hz**

max. příkon	1,3 kW
napětí	230 V
proud	5,6 A
příkon v pohotovostním stavu (stand by)	5 W

**47 000 Kč bez DPH****instalace není zahrnutá  
v ceně**