

Sorbent Bond Elut HLB Agilent



Nový HLB (hydrophilic-lipophilic balanced) sorbent obsahuje monodisperzní divinylbenzen a N-vinylpyrrolidon kopolymer ve vyváženém poměru. Divinylbenzen s hydrofobní povahou přitahuje hydrofobní látky a opačně hydrofilní N-vinylpyrrolidon má vyšší retenci k hydrofilním sloučeninám. [Více zde.](#)

PROMO KÓD: HLB30

30% SLEVA

Detektory netěsnosti a průtoků v GC od Agilent

kat.č. G6699A



[Detektory](#) lze použít pro ověření funkčnosti Vašeho GC systému a vyřešení případných problémů. Detektor netěsnosti je nezávislý na typu plynu. Průtokoměr zaznamenává až čtyři průtoky v objemovém a hmotnostním průtokovém režimu.

PROMO KÓD: DN30

30% SLEVA

Kolony Poroshell Agilent



Více než 20 různých fází kolon s pevným jádrem dostupné ve 3 provedeních dle velikosti částic: 1.9 μm , 2.7 μm , and 4 μm pro širokou oblast HPLC a UHPLC aplikací

PROMO KÓD: HPLC30

30% SLEVA



3za2

33% sleva na produkty Agilent pro přípravu vzorků, LC a GC kolony



TLC desky



- Ucelená řada velikostí desek, povrchových úprav a podkladů
- Předem potažené desky připravené k okamžitému použití
- Homogenní, hladké a dobře přilnavé vrstvy
- Konzistentní vysoká kvalita napříč šaržemi i deskami. [Více zde.](#)



PROMO KÓD: **TLCMN**

30% SLEVA

Sterilizátor horkovzdušný STERICELL[®] 55 ECO, BMT



kat.č. SIO 010572217

- splňuje kritéria zdravotnického prostředku
- objem komory 55 litrů
- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C

[Více zde.](#)

47 000 Kč bez DPH
instalace není zahrnutá v ceně

Koncentrátory vzorků Miulab



kat.č. HMINDK200-2NP
(24 vzorků)

kat.č. HMINDK200-1NP
(12 vzorků)

Zakonzentrování kapalných vzorků odfoukáváním pod proudem inertního plynu a současným zahříváním v suché lázni.



NDK200-1NP: 21 400 Kč bez DPH
NDK200-2NP: 23 900 Kč bez DPH

Centrifuga **DLAD1012UA** Dlab



- Kapacita: 12×0.5/1.5/2ml zkumavky + 4×PCR8 stripy, 44×0.2ml PCR zkumavky
- Maximální rychlost až 10 000 rpm
- Digitální OLED displej pro nastavení rychlosti a času.



Zaváděcí cena

DLAD1012UA: 5 540 Kč bez DPH

LabTech chladiče pro všeobecné použití



kat.č. LW500

kat.č. LW1000NLT

LW1000NLT - H150-1000LT univerzální chladič s výkonem 1000W při 25°C, pro chlazení od -20°C do +35°C

LW500 - H50-500, jednodušší model chladiče s výkonem 500W při 25°C, pro chlazení od -5°C do +35°C.



LW1000NLT: 101 900 Kč bez DPH

LW500: 52 900 Kč bez DPH



- Kup 3 kolony HALO zaplat 2, nejlevnější kolona je vždy zdarma
- Na výběr jsou libovolné kolony analytického formátu (ID: 1.5, 2.1, 3.0 a 4.6 mm Délka: 30, 50, 100, 150 a 250 mm)
- Nabídka platí pro nákup do 31. 12. 2023 s kódem „PICK3“



PROMO KÓD: **PICK3**

3za2