

Manuální bublinkové průtokoměry

Bublinkové průtokoměry pro kapilární kolony

Tyto bublinkové průtokoměry o objemu 0,5 ml Vám umožní počítat správný splitovací poměr. Graduace je po 0,01 ml.

Běžné průtokoměry

- 10 ml bublinkové průtokoměry
- 25 ml bublinkové průtokoměry
- 50 ml bublinkové průtokoměry
- 100 ml bublinkové průtokoměry
- 500 ml bublinkové průtokoměry
- 1000 ml bublinkové průtokoměry



SNOOP

Použití

- SNOOP je používán jako kapalina tvořící bubliny v bublinkových průtokoměrech (manuálních i digitálních)
- SNOOP je dodáván v různém balení (objem podle charakteru použití)
- použitelnost do -54°C