

Minicentrifugy MINI řady K a řady KC

- 2 typy rotorů a adaptéry pro zkumavky 0.2/0.5/1.5/2.0 ml a pro PCR stripy 8 x 0.2 ml.
- Rotace se spustí uzavřením víka a zastaví otevřením víka. Víko se otevírá do úhlu 95°.
- Rotor se instaluje na centrifugu pouhým zaklapnutím.
- Na displeji se zobrazuje rychlost odstředování (MINI-10K+, MINI-10K+C) a čas.
- Motor centrifugy je bezúdržbový a tichý.

Model	MINI-4K/ MINI-4KC	MINI-6K/ MINI-6KC	MINI-7K/ MINI-7KC	MINI-10K/ MINI-10KC	MINI-10K+/ MINI-10K+C
Rychlost (rpm)	4 000	6 000	7 000	10 000	3 000 - 10 000
Síla G (g)	700	1 700	2 300	4 800	400 – 4 800
Rotory v dodávce	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml; 2x PCR stripy 8 x 0.2 ml	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml, PCR stripy 8 x 0.2 ml (do 6 000 rpm)	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml, PCR stripy 8 x 0.2 ml (do 6 000 rpm)
Časovač	1 s - 9999 min			1 s – 999 min	
Hlučnost (dB)	≤ 45		≤ 55		
Rozměry (š x h x v, mm)	156 x 176 x 121				
Hmotnost (kg)	1.5				

MINI-K

MINI-KC
