

Digitální refraktometr pro stanovení obsahu fruktózy ve vodných roztocích

Specifikace / model	MA872
Rozsah	0 až 85 % m/m 0 až 80 °C
Rozlišení	0.1 % 0.1 °C
Přesnost	± 0.2 % ± 0.3 °C
Světelný zdroj	žluté LED
Čas měření	1.5 s
Minimální objem vzorku	100 µl
Teplotní kompenzace	Automatická 10 až 40 °C
Krytí	IP65
Typ baterie	1 x 9 V AA
Automatické vypnutí	po 3 min klidu
Rozměry/hmotnost	192 x 102 x 67 mm / 420 g
Digitální refraktometr je dodáván včetně 9 V baterie a uživatelského návodu.	

