

SNOOP

Použití

- SNOOP je používán jako kapalina tvořící bubliny v bublinkových průtokoměrech (manuálních i digitálních)
- SNOOP je dodáván v různém balení (objem podle charakteru použití)
- použitelnost do -54°C



- SNOOP je doporučován také pro testování netěsností v systémech, které jsou tlakovány vzduchem, argonem, dusíkem, heliem, atd.
- Použití při teplotě do 210°C
- kapalný detektor netěsnosti není vhodné používat v systémech kapilární GC.



- Leak-Tec detektor netěsností nevytváří bubliny na horkých částech systému
- je dodáván v tlakové nádobce (283g náplně)



Budete-li potřebovat podrobnější informace, kontaktujte nás telefonicky nebo na e- mailové adrese: labicom@labicom.cz